

# Jazzy Air 2



**PRIDE**  
MOBILITY

Eleve sua vida para o próximo nível! Com o apertar de um botão, o Jazzy Air® 2 sobe 12" em apenas 11 segundos. Com uma aparência elegante e mais moderna, ele é transportado com segurança quando elevado, permitindo aos usuários desfrutar de interação social cara a cara.

O assento sobe até 30 centímetros e se move com segurança, até 6 km / h, na posição elevada. **Imagem 1.**

Controlador de 40 A, PG VR2 e porta de carregamento localizada logo abaixo da alça e interruptor de luz LED. **Imagem 2.**

Assento desportivo e reclinável, com cinto de segurança, apoios de braços reguláveis e rebatíveis. Apoio de cabeça ajustável. **Imagem 3.**

Capa com opção de dez cores. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

## ESPECIFICAÇÕES

Assento	16"x16" / 18"x18" / 20"x20"
Altura do encosto	18" / 20" / 22"
Capacidade de peso	136 kg.
Peso do Produto	92 kg.
Rodas do. e depois.	6" sólidas
Roda Central	10" sólidas
Velocidade máxima	6.4 km/hr.
Raio de giro	24,25"
Bateria	(2) 12 Volts, U-1 Opcional 40 Ah
Faixa de distância	24 km por carga

Fácil de transportar



## BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida de membros inferiores.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Produtos desenhados para as necessidades da América Latina e do Caribe, apoiados pelo nosso suporte profissional.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Nossa linha varia de cadeiras de rodas, Scooters de mobilidade e Poltrona Reclinável. Pergunte ao seu representante local.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

