

# ACTIVITY CHAIR

## Silla de actividades



 rifton®

Ha revolucionado las sillas adaptables y continúa deleitando a los terapeutas con su versatilidad para personas de todas las formas y tamaños, todas las condiciones y necesidades especiales.

La base estándar se inclina 15° hacia adelante y 15° hacia atrás, mientras que la base alta/baja se inclina 15° hacia adelante y 25° hacia atrás. **Figura 1.**

Los resortes opcionales del asiento y del respaldo en la base estándar de la silla permiten calmarse a través del movimiento autogenerado, ideal para clientes con autismo. **Figura 2.**

Los apoyos en el antebrazo facilitan el control de la cabeza y el tronco mientras se está sentado y aseguran la colocación distal de las extremidades superiores. **Figura 3.**

Los cojines cómodos del asiento y del respaldo son esenciales para brindar soporte acolchado y prevenir los decúbitos. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



# Equipo adaptado. Sinónimo de servicio.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

## ESPECIFICACIONES

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Tamaños              | Pequeño, Mediano, Grande                 |
| Altura total usuario | 81 hasta 188 cm / 32" hasta 74"          |
| Ancho asiento        | 30 hasta 43 cm / 12" hasta 17"           |
| Profundo asiento     | 18 hasta 51 cm / 20" hasta 74"           |
| Altura respaldo      | 32 hasta 61 cm / 12.5" hasta 24"         |
| Peso max. de usuario | 34 hasta 113 kg. / 75 hasta 250 lbs.     |
| Accesorios           | Opcionales                               |
| Ajustes              | No se requiere herramienta               |
| Colores de tela      | Blanco, azul, rojo, rosa, morado y verde |

Medida de usuario  
requerida  
(altura total)



## BENEFICIOS

Es perfecta para alimentación, terapia del habla, aprendizaje activo y procesamiento sensorial.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

**Para más información sobre cómo obtener este producto  
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

