

Almofada Easy

JAY®



O JAY® Easy™ é uma almofada de cadeira de rodas de ótimo custo-benefício com fluido JAY Flow para proteção da pele e posicionamento. A almofada Easy™ possui uma base de espuma contornada de alta resiliência que se adapta a uma superfície de assento curva ou plana e um tri-pad de fluido JAY Flow™.

Base de espuma contornada com fundo curvo opcional. **Imagem 1.**

Possui um pequeno inserto fluido, que se ajusta ao formato de cada indivíduo. **Imagem 2.**

A capa é resistente à umidade e ajuda no controle da incontinência.

Imagem 3.

Opção de base VISCO. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

Para você. A melhor tecnologia.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de largura	14" a 24"
Profundidade	14" a 24"
Peso do Produto	1,8kg / 4 libras. (16"x18")
Altura	7,6 cm / 3"
Capacidade de peso	113kg. / 250 libras.
Base de espuma	Espuma pré-moldada
Inserir	Fluido ou modelo VISCO
Capa externa	Microclima / Incontinência
Configurações	Em largura e profundidade

BENEFÍCIOS

Paciente com postura simétrica ou leve assimétrica necessitando de suporte postural moderado

Conheça nossos produtos



PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Produtos desenhados para as necessidades da América Latina e do Caribe, apoiados pelo nosso suporte profissional.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Nossa linha varia de cadeiras de rodas, Scooters de mobilidade e Poltrona Reclinável. Pergunte ao seu representante local.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

