

# SILLA COMPASS

 **rifton.**



Es la silla de inclusión perfecta. Con su asiento de apoyo, reposabrazos resistentes y estructura estable, ofrece el apoyo que necesitan para sentirse seguros y cómodos.

Las patas estándar tienen dos pulgadas de ajuste de altura. **Figura 1.**

Arnés pélvico asegura las caderas y la parte superior de los muslos sin presión sobre el abdomen. Proporciona una base segura y cómoda para una postura correcta.

**Figura 2.**

Los reposabrazos altos brindan soporte y ayudan en las transferencias.

**Figura 3.**

Los pies de estabilidad amplían la base de apoyo y evita volcarse. 2" de ajuste de altura. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




# Equipo adaptado. Sinónimo de servicio.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

## ESPECIFICACIONES

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Medida del usuario   | 91 cm hasta 160 cm / 36" hasta 63"    |
| Medidas marco        | 1 a 5                                 |
| Ancho del asiento    | 27 cm hasta 46 cm / 10.5" hasta 18.2" |
| Profundo del asiento | 24 cm hasta 42 cm / 9.5" hasta 16.5"  |
| Peso max de usuario  | 113 kg. / 250 lbs.                    |
| Uso                  | Interiores                            |
| Accesorios           | Opcionales                            |
| Ajustes              | No requieren herramienta              |
| Color                | Azul                                  |

Medida de usuario  
requerida  
(altura total y  
de rodilla a talón)



Cinturón pélvico  
para seguridad  
y postura



5 tamaños disponibles

## BENEFICIOS

Apta para pacientes con daño neuronal y psicomotor ó discapacidad psíquica cognitiva.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

**Para más información sobre cómo obtener este producto  
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

