

Cojín Easy

JAY®



El JAY® Easy™ es un cojín para silla de ruedas de gran valor con fluido JAY Flow para la protección de la piel y el posicionamiento. El cojín Easy™ cuenta con una base de espuma de alta resiliencia y contorneada que se adapta a una superficie de asiento curva o plana y un tri-pad de fluido JAY Flow™.

Base de Espuma Contorneada con Fondo Curvo Opcional. **Figura 1.**

Cuenta con un pequeño inserto de fluido, que se ajusta a la forma de cada individuo. **Figura 2.**

Funda resistente a la humedad y ayuda con la gestión de la incontinencia. **Figura 3.**

Opción de base VISCO. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Para ti. La mejor tecnología.

Cojines de sillas de ruedas diseñados para brindar al usuario soporte, comodidad y protección.

ESPECIFICACIONES

Rango de ancho	14" a 24"
Profundidad	14" a 24"
Peso del producto	1.8 kg. / 4 lbs. (16"x18")
Altura	7.6 cm / 3"
Capacidad de peso	113 kg. / 250 lbs.
Base de espuma	Foam precontroneada
Inserto	Fluido o modelo VISCO
Funda exterior	Microclimatica / Incontinencia
Ajustes	En ancho y profundo

BENEFICIOS

Paciente con postura simétrica o asimétrica leve que requiere soporte postural moderado

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

