

Estabilizador Móvel

 **rifton.**



Olho no olho, sorriso a sorriso - interagir com colegas é muito mais gratificante para indivíduos com necessidades especiais quando eles podem interagir em uma posição ereta e móvel. O Estabilizador Móvel Rifton, um estabilizador móvel prono, torna isso fácil.

As instruções versáteis do braço incluem ajustes de altura, rotação, ângulo, proximidade lateral e ajustes para frente/trás. **Imagem 1.**

As grandes rodas com freios são colocadas com apenas um botão. Os protetores de raios protegem os dedos e os aros mantêm as mãos limpas. **Imagem 2.**

O kit de conversão converte o menor para o próximo tamanho. **Imagem 3.**

A alça do cuidador permite manobras fáceis e pode ser ajustada rapidamente para cima ou para baixo. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Equipamento adaptado. Sinônimo de serviço.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Medidas do quadro	64 a 165 cm / 25" a 65"
Peso máx do usuário	23 a 79 kg. / 50 até 175 libras.
Peso do Produto	12,7 - 143 kg. / 28 - 65 libras.
Acessórios	Opcional
Diâmetro da roda	20", 27" e 35"
Configurações	Nenhuma ferramenta necessária
Cor da moldura	Azul, limão e rosa

Medição do usuário necessária
(Altura total)



BENEFÍCIOS

Permite a posição vertical para adultos e crianças com deficiência física.

Conheça nossos produtos



PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Produtos desenhados para as necessidades da América Latina e do Caribe, apoiados pelo nosso suporte profissional.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Nossa linha varia de cadeiras de rodas, Scooters de mobilidade e Poltrona Reclinável. Pergunte ao seu representante local.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

