

Assento GoTo



Facilita as tarefas diárias e significa que as crianças não precisam se perder. Permite que as crianças vejam o mundo de uma nova perspectiva e se sintam no centro da ação.

Apoios de cabeça ajustáveis. **Imagem 1.**

As laterais movem-se para cima, para baixo, largas ou estreitas para dar um “abraço” reconfortante. **Imagem 2.**

O novo e melhorado Floorsitter tem 26 posições reclinadas. **Imagem 3.**

Almofada de pressão. A espuma viscoelástica distribui uniformemente o peso do usuário. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Equipamento adaptado. **Necessidades especiais.**

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos	1 y 2
Altura do encosto	(1) 38 - 54 cm / 14" - 21" (2) 51 - 68 cm / 20" - 27"
Largura do encosto	(1) 17.5 - 19 cm / 7.5" - 10" (2) 21 - 30 cm / 8" - 12"
assento profundo	(1) 15.7 cm / 7" (2) 24.4 cm / 9.5"
Peso máx. do usuário	(1) 15 kg. / 33 lbs. (2) 30 kg. / 66 lbs.
Faixa etária	(1) 1 a 3 anos (2) 3 a 8 anos



BENEFÍCIOS

Assento de apoio postural leve e portátil para crianças com necessidades especiais

Conheça nossos produtos



PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Produtos desenhados para as necessidades da América Latina e do Caribe, apoiados pelo nosso suporte profissional.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Nossa linha varia de cadeiras de rodas, Scooters de mobilidade e Poltrona Reclinável. Pergunte ao seu representante local.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

