

# GrandSlam

**RGK**



Unidos en uno, la silla de ruedas y el jugador han maximizado la eficiencia y optimizado el rendimiento; el control de la silla se convierte en puro instinto sobre la propulsión directa. No encontrarás un ajuste mejor que tu flamante GrandSlam CX.

El Tri-Frame es un nuevo diseño que distribuye mejor la energía. **Figura 1.**

Guardas laterales de fibra de carbono. **Figura 2.**

Eje de fibra de carbono. **Figura 3.**

Sistema de asientos de fibra de carbono GrandSlam CX. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	10" a 20"
Profundidad asiento	10" a 20"
Altura marco	14" a 24.8" (delantera)
Altura marco	14" a 24.8" (trasera)
Peso de la silla	desde 9.2 kg.
Capacidad de peso	125 kg. / 275 lbs.
Centro de gravedad	Ajustable
Camber	16°, 18°, 20° y 22°
Casters	3"
Accesorios	Opcionales
Colores disponibles	25 disponibles



Ruedas traseras  
Extracción rápida

## BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

