

Klip Walker



É um treinador de marcha traseira leve para crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais que necessitam de apoio e auxílio na caminhada diária. Promove andar na posição vertical.

Estrutura dobrável fácil de transportar e armazenar. **Imagem 1.**

Altura regulável e opção de assento rebatível, para se adaptar ao crescimento do utilizador. **Imagem 2.**

Trava da roda com um “clique” sonoro para facilitar o controle e trava giratória do pé. **Imagem 3.**

Ajuste a resistência nas rodas traseiras para controlar a velocidade. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Equipamento adaptado. Sinônimo de serviço.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Alumínio azul e vermelho
Altura da alça	40,6 - 94 cm / 16" - 37"
Largura das alças	34,3 - 43,2 cm / 13,5" - 17"
Largura básica	58,4 - 94 cm / 23" - 37"
Capacidade de peso	86 kg/190 libras.
Peso do Produto	A partir de 4 Kg / A partir de 9 lbs.

Medição do usuário
necessária
(Cotovelo no chão)



BENEFÍCIOS

Para usuários que precisam melhorar suas habilidades ambulatoriais e desenvolver suporte de peso

Conheça nossos produtos



PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Produtos desenhados para as necessidades da América Latina e do Caribe, apoiados pelo nosso suporte profissional.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Nossa linha varia de cadeiras de rodas, Scooters de mobilidade e Poltrona Reclinável. Pergunte ao seu representante local.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

