

Andador Klip



Es un entrenador de marcha posterior liviano para niños, adolescentes y adultos jóvenes con necesidades especiales que requieren apoyo, asistencia en su caminata diaria. Favorece la marcha en posición erguida.

Marco plegable fácil de transportar y almacenar. **Figura 1.**

Altura ajustable y opción de asiento abatible, para adaptarse al crecimiento del usuario.

Figura 2.

Bloqueo de ruedas con un "clic" audible para un control más fácil y bloqueo de giro con el pie. **Figura 3.**

Ajusta la resistencia en las ruedas traseras para controlar la velocidad.

Figura 4.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Equipo adaptado. Sinónimo de servicio.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio color azul y rojo
Altura de la manija	40.6 - 94 cm / 16" - 37"
Anchura de las asas	34.3 - 43.2 cm / 13.5" - 17"
Ancho de la base	58.4 - 94 cm / 23" - 37"
Capacidad de peso	86 Kg. / 190 lbs.
Peso del producto	Desde 4 Kg. / Desde 9 lbs.

Medida de usuario
requerida
(Codo al piso)



BENEFICIOS

Para usuarios con necesidad de mejorar sus habilidades ambulatorias y desarrollar el soporte de su peso

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

