

Q200 R

QUICKIE®



Cadeira de rodas motorizada ultra-compacta RWD com manobrabilidade super precisa em ambientes internos e ZERO comprometimento na estabilidade e desempenho ao ar livre.

A cadeira auto proporciona uma posição sentada relaxada e possui um encosto rebatível semi-reclinável.

Imagem 1.

Disponível com inclinação de 22° e suporte elétrico para as pernas montado no centro. **Imagem 2.**

Tecnologia de base SMART. **Imagem 3.**

Expresse-se com cores! **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Para você. A melhor tecnologia.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	15", 16", 18", 20" e 21"
Profundidade assento	16" a 22"
Altura do encosto	18" a 30"
Capacidade de peso	136kg. / 300 libras.
Peso do Produto	A partir de 126kg. / 278 libras.
Raio de giro	18,3" sem apoio para os pés
Rodas dianteiras	9"
Rodas traseiras	12" ou 14"
Velocidade	9,6 km/h. / 6 mph

2 baterias seladas



Cores disponíveis



BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Produtos desenhados para as necessidades da América Latina e do Caribe, apoiados pelo nosso suporte profissional.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Nossa linha varia de cadeiras de rodas, Scooters de mobilidade e Poltrona Reclinável. Pergunte ao seu representante local.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

