

Q200 R

QUICKIE®



Silla de ruedas motorizada ultra compacta con tracción trasera, con una maniobrabilidad súper ajustada en interiores y SIN compromisos en estabilidad y rendimiento al aire libre.

El asiento tipo auto proporciona una posición sentada relajada y cuenta con un respaldo plegable semi-reclinable.

Figura 1.

Disponible con basculación de 22° y soporte eléctrico para piernas con montaje central. **Figura 2.**

Tecnología de base SMART. **Figura 3.**

¡Exprésate con el color! **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4



Para ti. La mejor tecnología.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	15", 16", 18", 20" y 21"
Profundidad de asiento	16" a 22"
Altura del respaldo	18" a 30"
Capacidad de peso	136 kg. / 300 lbs.
Peso del producto	Desde 126 kg. / 278 lbs.
Radio de giro	18.3" sin reposapiés
Ruedas delanteras	9"
Ruedas Traseras	12" o 14"
Velocidad	9.6 km/hr. / 6 mph

2 baterías selladas



Colores disponibles



BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones medulares y motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

