

# SILLA TODO TERRENO HIPPOCAMPE



Desde 2002, la silla de ruedas Hippocampe ofrece a personas con discapacidades acceso a terrenos difíciles, imposibles en una silla de ruedas estándar: playa, arena, área de natación, senderos de montaña, nieve, montaña.



# Equipo adaptado. Sinónimo de servicio.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

## ESPECIFICACIONES

Marco	Acero inoxidable y aluminio anodizado
Ruedas	Opcionales para alberca o playa
Ancho de asiento	39.4 cm / 15.5"
Profundo del asiento	36.8 cm / 14.5"
Altura de respaldo	36.8 cm / 14.5"
Profundidad total	72.4 cm / 28.5"
Capacidad de peso	130 Kg. / 286 lbs.
Accesorios	Opcionales
Colores de marco	Azul y rosa



## BENEFICIOS

Ayuda excelente para pacientes con diferentes necesidades de transferencia y movilidad limitada.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

