

# Kid Kart Xpress



zippie.

A cadeira de rodas infantil para mobilidade precoce Kid Kart® Xpress oferece posicionamento superior, estilo contemporâneo e funcionalidade fácil de usar para crianças de 0 a 3 anos, com peso de até 55 libras.

Assento removível e base dobrável. **Imagem 1.**

Com 20° de inclinação para frente e 45° de inclinação para trás, uma faixa de inclinação ajustável de 65°. **Imagem 2.**

Componentes de posicionamento ajustáveis. **Imagem 3.**

A base do alimentador de altura fixa e a base de reforço ajustável em altura mantêm seu filho posicionado corretamente durante a alimentação, atividades ou terapia. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4


# Apoiar. Soluções para você.

Clinicamente sólido, design inovador e valor excepcional.

## ESPECIFICAÇÕES

ITEM	EIXP
Largura do assento	6" a 12,5"
Profundidade assento	5,5" a 11"
Peso do Produto	15,4kg / 34 libras.
Altura do encosto	13" a 22"
Capacidade de peso	25kg. / 55 libras.
Faixa de inclinação	65° (20° anterior, 45° posterior)
rodas da frente	7" e 8"
Rodas traseiras	10" - 14"
Acessórios	Opcional
Cores	Na base e capuzes

Medição do usuário necessária (Altura total)



## BENEFÍCIOS

Um carrinho para necessidades especiais que oferece suporte de posicionamento leve a moderado

## Conheça nossos produtos



### PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Produtos desenhados para as necessidades da América Latina e do Caribe, apoiados pelo nosso suporte profissional.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Nossa linha varia de cadeiras de rodas, Scooters de mobilidade e Poltrona Reclinável. Pergunte ao seu representante local.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

