

R20

Empulse



Ya sea cuesta arriba, cuesta abajo o en viajes largos. Dispositivo de asistencia eléctrico plegable y liviano se transporta fácilmente, ya sea conectado o desconectado a la silla de ruedas con su práctica mochila.

Transporte suave y capacidad de plegado. **Figura 1.**

Control de encendido/apagado sencillo con un solo botón para un manejo seguro y fácil operación. **Figura 2.**

El dispositivo de asistencia eléctrica le permite ascender fácilmente pendientes de hasta 10° con un potente motor de 250 W. **Figura 3.**

Fácil montaje. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Para ti. La mejor tecnología.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

ITEM	EISP9
Ancho de asiento	13" a 23"
Altura del asiento al piso	15.5" a 20.5"
Rango distancia	14 km. / 9 millas
Velocidad max.	3.1 mph / 5 km/hr
Batería	5,8-6 Ah / 36 V - lones de litio
Capacidad de peso	170 kg. / 375 lbs.
Peso del producto	5 kg. / 9.9 lbs.



BENEFICIOS

Es compatible con la mayoría de las sillas de ruedas manuales plegables y de basculación.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

