

Scout Excel




Aqua Creek Products

El elevador para piscina Scout Excel cuenta con un poste de asiento de altura ajustable, electrónica mejorada y una base más robusta. Estas mejoras permiten una capacidad de peso de 375 libras. Este elevador para piscina se adaptará a la mayoría de los anclajes existentes mediante el uso de mangas adaptadoras. El reposapiés extraíble opcional puede utilizarse para mayor espacio libre en aplicaciones de piscinas y spas elevados.

Anclaje estándar. **Figura 1.**

Anclaje semiempotrado. **Figura 2.**

Anclaje para pavimento. **Figura 3.**

Anclaje de cubierta de madera. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Productos accesibles. Confiables para todos.

Los líderes en recreación, fitness y accesibilidad, segura y garantizada.

ESPECIFICACIONES

Marco Acero inoxidable con acabado en pintura en polvo

Ancho de asiento 45.7 cm / 18"

Profundo del asiento 45.7 cm / 18"

Altura de respaldo 45.7 cm / 18"

Soporte de brazos Abatibles

Soportes de pies Ajustable y cinturón

Capacidad de peso 170 Kg. / 375 lbs.

Rotación 360°

Sistema Eléctrico

Accesorios Opcionales

Colores



El cargador solar ayuda a extender la vida de la batería



Funda para exterior

Combine su marca o decoración con el color personalizado



BENEFICIOS

Las grúas son fabricadas para piscinas y spa son ideales tanto para uso comercial, como residencial.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

