


SILLA DE RUEDAS FLOTANTE PARA PLAYA



La Silla de Ruedas Flotante para Playa es una silla de ruedas ligera, resistente y todoterreno que ofrece una transición sin problemas desde el paseo marítimo hasta la playa y el agua. La silla de ruedas está diseñada para acceder en arena, suelos blandos y nieve. Duradera y fácil de mantener, esta silla de ruedas flotante está construida con acero inoxidable ligero y un marco de aluminio, un asiento de malla resistente al moho y neumáticos antipinchazos tipo balón.



Equipo adaptado. Sinónimo de servicio.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Ruedas	Neumáticas 12" y 16"
Ancho de asiento	18"
Profundo del asiento	17"
Altura de respaldo	17"-19"
Capacidad de peso	115 kg. / 250 lbs.
Peso del producto	25 kg. / 55 lbs.
Apoya brazos	Flotadores
Material de ruedas	Amarillo (GOMA)
Herrajes	Acero inoxidable
Accesorio	Arnés de seguridad



BENEFICIOS

Ayuda excelente para pacientes con diferentes necesidades de transferencia y movilidad limitada.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

