

# Estabilizador Squiggles+



**LECKEY**

Extremadamente versátil, el bipedestador Squiggles+ para niños, ofrece posición prono, vertical y supina en un solo producto. Con un amplio rango de ajustes gracias a los soportes de pecho, cadera y rodilla ajustables y posibilidad de abducción hasta los 60°.

Podemos cambiar el ángulo desde posición PRONO a SUPINO, además regular los ángulos de soportes. Prono 0° hasta 60°, Supino 0° hasta 80°. **Figura 1.**

Abducción de cadera de hasta 60°. **Figura 2.**

Disponible en rojo, azul y morado y en vinyl rojo. **Figura 3.**

Bandeja de actividades con altura y ajuste mejorados que se puede utilizar tanto en posición prona como supina. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2




Figura 3




Figura 4



# Última tecnología. Respuestas prácticas.

Para nosotros vivir significa moverse, divertirse y tomar parte activa en el día a día.

## ESPECIFICACIONES

Estatura usuario	De 75 a 110 cm / 29.5" a 43.5"
Peso max de usuario	22 kg. / 48.4 lbs.
Peso del producto	Desde 6.5 kg. / 14.3"
Ángulo Prono	0° a 60°
Ángulo Supino	0° a 80°
Ajuste mesa Prono	30°
Ajuste mesa Supino	40°
Colores	Rojo, azul, morado y vinyl rojo



## BENEFICIOS

Pensada para niños y adultos jóvenes que necesitan óptimo posicionamiento y estabilidad pélvica

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Productos diseñados para las necesidades de América Latina y el Caribe, respaldados por nuestro soporte profesional.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas, Scooters de movilidad y sillones elevables. Pregunta a tu representante local.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

