

Cadeira reclinável



Coyote R

ONE

A Loh Medical® Coyote R é uma cadeira de rodas reclinável e dobrável com um ótimo preço. Oferece um eixo de liberação rápida, apoios de braços removíveis e apoios de pernas elevatórios.

Estrutura dobrável para fácil transporte e arrumação, com barra de bloqueio para reclinção do encosto.

Imagem 1.

Apoios para os pés com elevação de 50° a 0°, reguláveis em altura, dobráveis e removíveis para transferências.

Imagem 2.

Reclinção do encosto disponível através do sistema ajustável de 85° até 175°.

Imagem 3.

Rodas traseiras de liberação rápida nas rodas traseiras para um método de transporte melhor e totalmente seguro.

Imagem 4.




Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro estrutural	Aço
Largura do assento	16", 18" e 20"
Profundidade do assento	16"
Peso do Produto	26.5 kg.
Capacidade de peso	136 kg. / 300 libras.
Rodas da frente	8" x 2"
Rodas traseiras	Extração rápida pneumática de 24"
Apoio de braço	Destacável
Apoio para os pés	Elevável, dobrável e removível
Altura do encosto	20" Com apoio de cabeça 31"
Apoio de cabeça	Incluso



Medidas de envio

A 36"

B 12"

C 38"

Peso 30 kg.

BENEFÍCIOS

Uma cadeira para necessidades especiais que proporciona reclinção e posicionamento.

Conheça nossos produtos



PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Nossos produtos são pensados para atender às necessidades da América Latina e do Caribe, oferecendo qualidade e bom preço



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais e motorizadas, até scooters de mobilidade e cadeiras de pé.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

