

ACCESS

QUICKIE®



Su baja altura de asiento al suelo permite el acceso bajo mesas y escritorios. También permite que el cliente se impulse con los pies. Si el cliente usa sus manos para impulsarse, la inclinación de ACCESS proporciona una mayor accesibilidad a las ruedas, al mismo tiempo que promueve una postura estable y funcional. Hasta 25° de inclinación y 50° de reclinación ofrecen un alivio de presión clínicamente efectivo.

La silla ACCESS se puede levantar y transportar fácilmente. **Figura 1.**

Marco rígido y duradero. **Figura 2.**

Aprobado para transportes. **Figura 3.**

Estilo en movimiento. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Para ti. La mejor tecnología.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

ITEM	EIR14
Rango de ancho	14" a 22"
Profundidad	14" a 22"
Peso del producto	desde 14 kg. el marco
Capacidad de peso	136 kg. / 300 lbs.
Basculación	-5° a 25°
Ángulo respaldo	-30° a 50°
Altura respaldo	15° hasta 24"
Colores disponibles:	



BENEFICIOS

Permite mejor acceso al tiempo que permite al usuario autopropulsarse.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Nuestros productos son pensados en cubrir las necesidades de América Latina y El Caribe, brindando calidad y buen precio



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales y motorizadas, hasta scooter de movilidad y sillones bipedestadores

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

