

Silla de baño ADVANCE

LECKEY



Proporciona al usuario el nivel de soporte postural necesario para garantizar su seguridad y protección durante el baño y ocio al aire libre. Es configurable en varias posiciones dependiendo de las necesidades posturales del usuario y regulable en altura para adaptarse a las necesidades del familiar o cuidador.

La regulación en altura de las patas permite configurar la altura adecuada para trabajar en una posición cómoda y ergonómica, reduciendo el riesgo de tensión o lesiones en la espalda.

Figura 1.

Permite basculación, y el soporte de las extremidades inferiores puede ajustarse en 4 posiciones. **Figura 2.**

Base con ruedas opcional. **Figura 3.**

Chasis ligero y robusto, fabricado en aluminio inoxidable con elementos de acero y plástico. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4


Equipo adaptado. Sinónimo de servicio.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Tamaños	4
Edad aproximada	1 a 18 años
Peso máx. de usuario	72 kg. / 158 lbs.
Estatura usuario	75 a 165 cm / 29.5" a 65"
Reclinación respaldo	0° - 90°
Accesorios	Opcionales
Ancho de base	60 cm / 23.6"
Largo total de la base	90 a 115 cm / 35.4" a 45.3"
Color de la tela	Azul y rosa

Medida de usuario
requerida
(altura total)



BENEFICIOS

Apta para pacientes con daño neuronal y psicomotor ó discapacidad psíquica cognitiva.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Nuestros productos son pensados en cubrir las necesidades de América Latina y El Caribe, brindando calidad y buen precio



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales y motorizadas, hasta scooter de movilidad y sillones bipedestadores

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

