

Cadeira de banho ANCHOR



Proporciona uma experiência de banho sem preocupações para crianças e cuidadores. Fazemos da segurança e do conforto uma prioridade. Você pode fazer ajustes de ângulo, altura e profundidade, permitindo crescimento e uso a longo prazo.

Dobra-se para fácil armazenamento e transporte. **Imagem 1.**

Encosto ajustável em ângulo, assento e suporte para panturrilha podem ser configurados de acordo com as necessidades individuais. **Imagem 2.**

As correias de posicionamento e o apoio de cabeça podem ser colocados em qualquer lugar ao longo da cadeira. **Imagem 3.**

Dispositivos opcionais. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Equipamento adaptado. Sinônimo de serviço.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES	
Largura do assento	XS - 12" S - 14.5" L - 16"
assento profundo	XS - 10.5 - 13" S - 10.5-13" L - 13-16"
Altura do encosto	XS - 18.5" S - 24" L - 32"
Largura do encosto	XS - 14.5" S - 17" L - 18.5"
apoio para os pés	XS - 10.2" S - 11" L - 14"
Reclinação do encosto	0°, 30°, 60°, 90°
Pés de apoio em ângulo	30°, 60°, 90°
Peso máx do usuário	70 kg. / 155 libras.
Peso do Produto	XS - 5.8 kg. / 12.75 libras. S - 6.6 kg. / 15.5 libras. L - 8.2 kg. / 18 libras.
Cor do tecido	Azul



BENEFÍCIOS

Adequado para pacientes com danos neuronais e psicomotores ou deficiência psíquica cognitiva.

Conheça nossos produtos



PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Nossos produtos são pensados para atender às necessidades da América Latina e do Caribe, oferecendo qualidade e bom preço



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais e motorizadas, até scooters de mobilidade e cadeiras de pé.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

