

# Extreme X8

**magic**  
Mobility



Cadeira de rodas motorizada padrão 4x4. Desempenho off-road e confiabilidade incomparáveis o tornam perfeito para aventureiros.

Com elevador de assento de 12", função de elevação elétrica C-Me. (5) Viaje a 5 km/h com elevação do assento de 12".

**Imagem 1.**

Cuatro motores independentes, de alta velocidad, alto par y alta eficiencia.

**Imagem 2.**

Quadro frontal articulado com pneus protuberantes de baixa pressão.

**Imagem 3.**

Oferece cinco cores padrão e três impressões especializadas. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Para você. A melhor tecnologia.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Largura do assento   | 13" até 24"        |
| Profundidade assento | 13" até 24"        |
| Peso do Produto      | A partir de 145kg. |
| Capacidade de peso   | 154kg.             |
| Altura do encosto    | 16,5" até 24"      |
| Classificação máxima | 33 km.             |
| Velocidade máxima    | 10 km/h.           |
| Rodas                | 8" e 14"           |
| Raio de giro         | 66 cm              |
| Largura total        | 28"                |



- Elevação e inclinação do assento 12" / 45°
- Elevação do apoio de pernas de 95 a 180°
- Inclinação de 50°
- Reclinação 95-160°

## BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Nossos produtos são pensados para atender às necessidades da América Latina e do Caribe, oferecendo qualidade e bom preço



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais e motorizadas, até scooters de mobilidade e cadeiras de pé.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

