

Jazzy Air 2



PRIDE
MOBILITY

¡Eleva tu vida al siguiente nivel! Con solo tocar un interruptor, el Jazzy Air® 2 se eleva 12" en solo 11 segundos. Con una apariencia elegante y más moderna, se conduce de manera segura mientras está elevada, lo que permite a los usuarios disfrutar de una interacción social cara a cara.

El asiento se eleva hasta 12 pulgadas, y moverse de forma segura, hasta 6.4 km/hr., en la posición elevada. **Figura 1.**

Controlador de 40 amperios, PG VR2 y puerto de carga ubicado justo debajo del mango e interruptor de luces LED. **Figura 2.**

Asiento de tipo deportivo y reclinable, con cinturón de seguridad, apoya brazos ajustables y abatibles. Soporte de cabeza ajustable. **Figura 3.**

Cubierta con elección de diez colores. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Asiento	16"x16" / 18"x18" / 20"x20"
Altura del respaldo	18" / 20" / 22"
Capacidad de peso	136 kg.
Peso del producto	92 kg.
Ruedas del. y tras.	6" sólidas
Rueda Central	10" sólidas
Velocidad máxima	6.4 km/hr.
Radio de giro	24.25"
Baterías	(2) 12 voltios, U-1 Opcional 40 Ah
Rango de distancia	24 km por carga

Fácil de transportar



BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Nuestros productos son pensados en cubrir las necesidades de América Latina y El Caribe, brindando calidad y buen precio



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales y motorizadas, hasta scooter de movilidad y sillones bipedestadores

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

