

# Magic 360

**magic**  
Mobility



A Magic Mobility Magic 360 é uma das poucas cadeiras elétricas compactas que é robusta o suficiente para off-road, manobrável o suficiente para ambientes internos e versátil o suficiente para tudo o mais.

Com elevador de assento de 12", função de elevação elétrica C-Me. (5) Viaje a 5 km/h com elevação do assento de 12".

**Imagem 1.**

Os pneus urbanos estreitos de 2" e os pneus todo-o-terreno largos e protuberantes de 4" proporcionam uma aderência excepcional em todos os tipos de terreno. **Imagem 2.**

O assento pode crescer em largura de 13" a 23" e em profundidade de 13" a 24", tornando-o perfeito para crianças e adultos. **Imagem 3.**

Oferece uma ampla gama de opções e acessórios. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Para você. A melhor tecnologia.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	13" até 23"
Profundidade assento	13" até 24"
Peso do Produto	A partir de 145kg.
Capacidade de peso	158kg.
Altura do encosto	16,5" até 24"
Classificação máxima	33 km.
Velocidade máxima	8 km/h.
Rodas	8" e 14"
Raio de giro	58 cm (sem apoio para os pés)
Largura total	24" e 26"



- Elevação e inclinação do assento 12" / 45°
- Elevação do apoio de pernas de 95 a 180°
- Inclinação de 50°
- Reclinação 95-160°

## BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Nossos produtos são pensados para atender às necessidades da América Latina e do Caribe, oferecendo qualidade e bom preço



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais e motorizadas, até scooters de mobilidade e cadeiras de pé.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

