

Q500 M

QUICKIE®



O novo Q500 M equilibra excelente manobrabilidade em interiores com desempenho excepcional e estilo atraente. Tudo isso, combinado com os benefícios dos assentos SEDEO PRO altamente configuráveis e dos controles mais avançados, cria a cadeira de rodas motorizada perfeita para qualquer aventura.

Oferece a opção recomendada de almofadas e encostos JAY adaptados às necessidades específicas do usuário.

Imagem 1.

A tecnologia LUCI Smart evita capotamentos, colisões e quedas. Complemento opcional para assentos SEDEO PRO. **Imagem 2.**

C-Me® permite subir até 12", enquanto viaja até 4,8 km/h. **Imagem 3.**

Permite uso interno e externo graças aos acessórios básicos, rodas dianteiras e traseiras. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Para você. A melhor tecnologia.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	16" a 22"
Profundidade assento	14" a 22"
Altura do encosto	21" a 30"
Capacidade de peso	135 kg. / 300 lbs.
Peso do Produto	A partir de 10kg. >
Sistema de rodas	Spyder Track 13" e 7"
Recursos para escolher	Inclinação, elevação, C-Me Recline, Elevação dos pés
Motores	4 pólos
Velocidade	9,6 km/h. padrão
Bluetooth	Opcional

Cores disponíveis:



BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

Funções eletrônicas
que podem ser
configuradas e
personalizadas



2 baterias seladas

SEDEO PRO
Assentos configuráveis
com JAY Syncra



Conheça nossos produtos



PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Nossos produtos são pensados para atender
às necessidades da América Latina e do Caribe,
oferecendo qualidade e bom preço



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão
desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais
e motorizadas, até scooters de mobilidade
e cadeiras de pé.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

