

# SPHYNX



As dimensões mais compactas dobradas em sua classe! A ZIPPIE Sphynx é a primeira do seu tipo: uma cadeira de rodas pediátrica de inclinação verdadeiramente transportável, especialmente projetada para famílias em movimento. Com uma estrutura dobrável para armazenamento ultra-compacto e uma ampla gama de opções de assentos, a Sphynx atende às necessidades tanto dos cuidadores quanto às clínicas em uma cadeira de rodas fácil de usar.

A reclinção pode ser ajustada rapidamente de 85° a 100°. **Imagem 1.**

A configuração de inclinação estática pode ser ajustada para 10°, 20° ou 30°. **Imagem 2.**

As dimensões dobradas mais compactas da sua classe! **Imagem 3.**

Opções de assentos padrão ou configurados individualmente. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Para você. A melhor tecnologia.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	10", 12", 14", 16", 18"
Profundidade assento	10" a 19"
Peso do Produto	13,6 kg. / 30 lbs.
Capacidade de peso	113,4 kg. / 250 lbs.
Ângulo de reclinção	10°, 20°, 30°
Acessórios	Opcional
Cores	Verde, azul, vermelho, preto e rosa



## BENEFÍCIOS

Um carrinho para necessidades especiais que oferece suporte de posicionamento leve a moderado.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Nossos produtos são pensados para atender às necessidades da América Latina e do Caribe, oferecendo qualidade e bom preço



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais e motorizadas, até scooters de mobilidade e cadeiras de pé.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

