

Zippie IRIS



A melhor cadeira de rodas com inclinação no espaço, o que significa que o assento gira em torno do centro de gravidade da criança. O resultado é um movimento de inclinação suave e controlado que reduz a sensação de queda. Oferece ótimas opções de posicionamento.

Oferece a opção recomendada de almofadas e encostos JAY adaptados às necessidades específicas do usuário. **Imagem 1.**

A opção de estrutura dobrável oferece crescimento integrado de até 4" de profundidade e 2" de largura. **Imagem 2.**

Estrutura com barra transversal dobrável XLOCK e peças removíveis para facilitar o transporte. **Imagem 3.**

Possui faixas de rotação de 40° ou 55° que podem ser configuradas para atingir até 45° ou 60°. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Para você. A melhor tecnologia.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|--|
| ITEM | EIZ5A |
| Quadro | Alumínio |
| Largura do assento | 10" a 18" |
| Profundidade assento | 10" a 18" |
| Capacidade de peso | 102 kg. / 225 libras. |
| Graus de inclinação | -5° até 55° |
| Sistema de inclinação | Incline no espaço |
| Acessórios | Opcional |
| Configurações | Em medições |
| Cores disponíveis |  |

Sistema de pedal para ativar basculação e freio



Acessórios para a comodidade do cuidador

Nova e inovadora interface de Leckey



O sistema de respaldo MONO de uma única postagem

BENEFÍCIOS

Uma cadeira para necessidades especiais que fornece suporte de inclinação e posicionamento.

Conheça nossos produtos



PROJETADO PARA A AMÉRICA LATINA

Nossos produtos são pensados para atender às necessidades da América Latina e do Caribe, oferecendo qualidade e bom preço



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais e motorizadas, até scooters de mobilidade e cadeiras de pé.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

