

Asiento moldeable Beanseat



Esta amplia silla ortopédica estabiliza la pelvis, el torso y la cabeza. Permite colocar al paciente en una posición de sentado profundo o semi-reclinado, estabilizando todo el cuerpo.

Los materiales están certificados como no inflamables, antibacterianos y no contienen látex. **Figura 1.**

Dos tamaños de ancho, alto y largo. **Figura 2.**

Incluye Bomba eléctrica y bolsa protectora y también ofrece otros accesorios opcionales. **Figura 3.**

Funda flexible que aumenta el nivel de higiene. Es impermeable a los líquidos y permeable al vapor de agua y al aire. **Figura 4.**




Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Para ti. La mejor tecnología.

Estabilización integral e innovadora tecnología de fabricación

ESPECIFICACIONES

Ancho	Mediano 60 cm Grande 70 cm
Profundo	Mediano 80 cm Grande 100 cm
Altura trasera	Mediano 50 cm Grande 70 cm
Altura delantera	Mediano 40 cm Grande 50 cm
Capacidad de peso	130 kg. / 286.6 lbs.
Peso del producto	10 kg. / 22 lbs.
Accesorios	Opcionales

Estabilizador pélvico



Plataforma de traslados



BENEFICIOS

Diseñado para usuarios que requiere una estabilidad moderada.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Nuestros productos son pensados en cubrir las necesidades de América Latina y El Caribe, brindando calidad y buen precio



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales y motorizadas, hasta scooter de movilidad y sillones bipedestadores

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

