

# Allstar

**RGK**



A facilidade de ajuste do AllStar, aliada à ausência de peso adicional desnecessário, proporciona o equilíbrio perfeito entre leveza e flexibilidade. É o elo entre o Club Sport para iniciantes e a Elite mais profissional. O desenvolvimento do jogador exige algo que possa ser ajustado com precisão, mas que também seja feito sob medida para você.

Opções de estrutura. Anti-tombo simples ou duplo. Encosto fixo ou com altura ajustável. **Imagem 1.**

Sistema de ajuste do centro de gravidade do encosto. **Imagem 2.**

Alças de tensão ajustáveis no estofamento para melhor suporte e posicionamento. **Imagem 3.**

Ampla gama de cintas de catraca e velcro para conectá-lo com segurança à quadro. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Para você. A melhor tecnologia.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Alumínio 7020
Tipo de quadro	Rígido
Largura do assento	10" a 20" / 25 cm a 50 cm
Profundidade do assento	10" a 20" / 25 cm a 50 cm
Centro de gravidade	Ajustável de 0" a 7"
Capacidade de peso	100 kg. / 220 libras.
Peso do produto	A partir de 9,8 kg. / 21,6 libras.
Acessórios	Opcional
Configurações	Em medições
Cores disponíveis:	27 opções



## BENEFÍCIOS

Para pessoas com lesões motoras ativas principalmente.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto  
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

