

# Allstar

**RGK**



La sencilla capacidad de ajuste de la AllStar, junto con la eliminación de peso adicional innecesario, proporciona el equilibrio perfecto entre ligereza y flexibilidad. Es el nexo de unión entre la Club Sport para principiantes y la Elite más profesional. El desarrollo del jugador requiere un producto que se pueda ajustar, pero que también se ajuste a sus medidas.

Opciones de marco: Antivuelco simple o doble. Respaldo fijo o ajustable en altura. **Figura 1.**

Sistema de ajuste del centro de gravedad del respaldo. **Figura 2.**

Correas de tensión ajustables en la tapicería para un mejor soporte y posicionamiento. **Figura 3.**

Amplia gama de correas de trinquete y velcro para una sujeción segura al marco. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



# Para ti. La mejor tecnología.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

## ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio 7020
Tipo de marco	Rígido
Ancho de asiento	10" a 20" / 25 cm a 50 cm
Profundidad asiento	10" a 20" / 25 cm a 50 cm
Centro de gravedad	Ajustable de 0" a 7"
Capacidad de peso	100 kg. / 220 lbs.
Peso del producto	Desde 9.8 kg. / 21.6 lbs.
Accesorios	Opcionales
Ajustes	En medidas
Colores disponibles:	27 opciones



## BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

