

# Almofada FUSION

JAY®



Otimizado para proteção superior da pele, maximizando a estabilidade e o conforto. Combina as capacidades de proteção da pele do J2 com a máxima estabilidade do J3.

Pode ser encomendado com o fluido JAY Flow, CryoFluid ou inserções de flutuação de ar, que se ajustam ao formato de cada indivíduo. **Imagem 1.**

CryoFluid resfria ativamente a superfície assentada da pele enquanto distribui uniformemente a pressão, reduzindo o cisalhamento e reduzindo o risco de umidade. **Imagem 2.**

Multi Camada, com base de Espuma Contornada. **Imagem 3.**

Sistema de dois andares. A tampa interna é impermeável e fácil de limpar. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Para você. A melhor tecnologia.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

## ESPECIFICAÇÕES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Faixa de largura   | 14" até 24" / CRYO 16" até 22"                                 |
| Profundidade       | 14" até 24" / CRYO 16" até 22"                                 |
| Peso do Produto    | 2,4 kg. / 5.3 lbs. (16x18)                                     |
| Altura             | 10,6 cm / 4" (3" 3/8" *RP)                                     |
| Capacidade de peso | 14"-21" 136 kg. / 300 libras.<br>22"-24" 226 kg. / 500 libras. |
| Tampa interna      | AquaGuard® resistente à umidade                                |
| Capa externa       | Stretch™   |
| Configurações      | Em tamanhos  |
| Opções             | Fusion / Core / *Reduce Profile                                |

Três opções de altura e acessórios



Ótima área de imersão pélvica

Belcros para manter as inserções



## BENEFÍCIOS

Para usuários ativos com falta de sensibilidade e estabilidade

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Disponhamos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

