

Almofada X2

JAY®



O JAY X2 é uma almofada para cadeira de rodas leve, livre de manutenção e com fluido, que possui um perfil reduzido, projetado para fornecer estabilidade e alívio de pressão para clientes ativos. Utilizando elementos dos almofadas JAY Xtreme e Active, o X2 combina os designs consagrados da JAY com suas tecnologias mais recentes

Base de espuma leve e estável com perfil reduzido. **Imagem 1.**

Possui uma pequena inserção de fluido JAY Flow, que se adapta ao formato de cada indivíduo e protege as proeminências ósseas para ajudar a proteger a pele contra lesões. **Imagem 2.**

Sistema inovador de dois andares. **Imagem 3.**

A bolsa da foto é opcional. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Para você. A melhor tecnologia.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de largura	14" a 20"
Profundidade	14" a 20"
Peso do Produto	1,7 kg. / 3.8 libras. (16"x16")
Altura	2,72 cm / 2,5"
Capacidade de peso	136 kg. / 300 libras.
Base de espuma	Foam
Inserir	JAY Flow™ Fluido Tripad
Tampa interna	Impermeável com costura anti-pavio
Capa externa	Stretch™
Configurações	Em medições

Fluido de reposição para cada tamanho de almofada.



A tampa interna é à prova d'água reforçada com fio anti-absorção

BENEFÍCIOS

Para usuários ativos com falta de sensibilidade e estabilidade

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

