

Cojín Basic

JAY®



Contorno suave para las necesidades básicas con una base suave, durable espuma suavemente contorneada diseñada para el cliente en muy bajo riesgo de ruptura de la piel que requiere estabilidad leve.

La base de espuma suave Basic es ligeramente contorneada para proporcionar soporte y aumentar la tolerancia cuando. **Figura 1.**

Una cubierta resistente a la humedad ayuda con la gestión de la incontinencia mediante la protección de la base de Basic espuma de la acumulación de humedad. **Figura 2.**

Materiales resistentes al agua fácil de limpiar. **Figura 3.**

Permite opciones en medidas exactas en pulgadas en ancho y profundo. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Para ti. La mejor tecnología.

Cojines de sillas de ruedas diseñados para brindar al usuario soporte, comodidad y protección.

ESPECIFICACIONES

Rango de ancho	14" a 24"
Profundidad	16" a 20"
Peso del producto	0.8 kg. / 1.7 lbs. (16"x16")
Altura	5 cm / 2"
Capacidad de peso	14" - 20" 113 kg. / 250 lbs. 22" - 24" 136 kg. / 300 lbs.
Base de espuma	Espuma precontroneada.
Funda exterior	Anti-deslizamiento
Ajustes	En medidas

BENEFICIOS

Diseñado para usuarios de bajo riesgo de degradación de la piel que requiere una estabilidad leve

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

