

Cojín FUSION

JAY



Optimizado para una protección superior de la piel al tiempo que maximiza la estabilidad y la comodidad. Combina las capacidades de la J2 de protección de la piel con la máxima estabilidad de la J3.

Puede ser ordenado con el JAY Flow fluido, CryoFluid, o insertos de aire de flotación, que se ajustan a la forma de cada individuo. **Figura 1.**

CryoFluid enfría activamente la superficie de la piel asentada mientras distribuye uniformemente la presión, reduce el cizallamiento y reduce el riesgo de humedad. **Figura 2.**

Multi Capa, con base de Espuma Contorneada. **Figura 3.**

Sistema de doble cubierta. La cubierta interior es resistente al agua y fácil de limpiar. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Para ti. La mejor tecnología.

Cojines de sillas de ruedas diseñados para brindar al usuario soporte, comodidad y protección.

ESPECIFICACIONES

Rango de ancho	14" a 24" / CRYO 16" a 22"
Profundidad	14" a 24" / CRYO 16" a 22"
Peso del producto	2.4 kg. / 5.3 lbs. (16x18)
Altura	10.6 cm / 4" (3" 3/8" RP)
Capacidad de peso	14"-21" 136 kg. / 300 lbs. 22"-24" 226 kg. / 500 lbs.
Cubierta interior	Resistente a la humedad AquaGuard®
Funda exterior	Stretch™
Ajustes	En medidas
Opciones	Fusion / Core / Reduce Profile

Tres opciones
en altura y
accesorios



Área pélvica
de inmersión óptima

Belcros para
mantener los
insertos



BENEFICIOS

Para usuarios activos con falta de sensibilidad y estabilidad

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

