

Cojín X2

JAY



El JAY X2 es un cojín ligero para silla de ruedas, libre de mantenimiento y de perfil reducido, diseñado para proporcionar estabilidad y alivio de la presión a clientes activos. Utilizando elementos de los cojines JAY Xtreme y Active, el X2 combina los diseños probados a lo largo del tiempo de JAY con sus últimas tecnologías.

Base de espuma ligera y estable con perfil reducido. **Figura 1.**

Cuenta con un pequeño inserto de fluido JAY Flow, que se adapta a la forma de cada individuo y asegura las prominencias óseas para ayudar a proteger la piel de lesiones. **Figura 2.**

Sistema innovador de doble cubierta. **Figura 3.**

La bolsa de la foto es opcional. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Para ti. La mejor tecnología.

Cojines de sillas de ruedas diseñados para brindar al usuario soporte, comodidad y protección.

ESPECIFICACIONES

Rango de ancho	14" a 20"
Profundidad	14" a 20"
Peso del producto	1.7 kg. / 3.8 lbs. (16"x16")
Altura	2.72 cm / 2.5"
Capacidad de peso	136 kg. / 300 lbs.
Base de espuma	Foam
Inserto	JAY Flow™ Fluido Tripad
Cubierta interior	Impermeable con costura anti-mecha
Funda exterior	Stretch™
Ajustes	En medidas

Fluido de repuesto
para cada tamaño
del cojín.



La funda interior
es resistente al agua
reforzada con el hilo
antiabsorción

BENEFICIOS

Para usuarios activos con falta de sensibilidad y estabilidad

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

