

Silla de aluminio económica

 **coyote**



 **ONE**

Ahora ofrecemos una silla de alta calidad, económica, con funcionales características de venta y utilidad.

Marco de aluminio plegable para facilitar su traslado y almacenamiento si el usuario tiene poco espacio. **Figura 1.**

El descansa brazos es ajustable en altura para todos los usuarios. **Figura 2.**

El eje se puede ajustar en dos posiciones, 4 opciones en la altura y dos en el centro de gravedad (profundidad). **Figura 3.**

Los colgadores del reposapiés son ajustables en altura, abatibles y se pueden quitar fácilmente. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES



Ancho de asiento	16", 18" y 20"
Profundidad asiento	16" y 18"
Peso del producto	15.5 kg.
Capacidad de peso	120 kg. / 265 lbs.
Rueda delantera	8"x 2" sólidas
Rueda trasera	24" neumáticas, opción sólidas Extracción rápida
Apoyabrazos	Ajustables en altura
Soporte de pies	Desmontables y ajustables
Respaldo	Tensión ajustable
Eje de ruedas	Ajustable en altura y posición
HCPCS	K0003

Marco plegable



Cruceta de alta calidad

Ruedas extraíbles



Medidas de envío

A 33"

B 13"

C 39"

Peso 16 kg.

BENEFICIOS

Para personas que requieren una silla de traslado de forma ligera y segura.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

