

Silla bariátrica económica

coyote M



Ahora ofrecemos una silla de alta calidad, económica, con funcionales características de venta y utilidad, para usuarios de más de 150 kg.

Marco plegable para facilitar su traslado y almacenamiento. **Figura 1.**

Apoyabrazos Abatibles con longitud de escritorio, apoyabrazos de PVC. **Figura 2.**

Marco reforzado con doble cruceta y barra estabilizadora en el respaldo para soportar mayor peso del usuario. **Figura 3.**

Apoyapiés de aluminio con banda para talón. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------|--|
| Ancho de asiento | 22" y 24" |
| Profundidad de asiento | 18" |
| Peso del producto | 24 kg. |
| Capacidad de peso | 150 kg. |
| Rueda delantera | 8"x 2" sólidas |
| Rueda trasera | 24" sólidas |
| Apoyabrazos | Abatibles con longitud de escritorio apoyabrazos de PVC |
| Soporte de pies | Desmontables y ajustables en altura |
| Tela | Nylon extrafuerte resistente al fuego con espuma. |
| HCPCS | K0006 y K0007 |



Medidas de envío

A 33"

B 11"

C 37"

Peso 24 kg.

BENEFICIOS

Para personas que requieren una silla de traslado de forma ligera y segura.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

