

Cadeira de Rodas em Aço

 coyote



 ONE

A versão em aço da cadeira de rodas OneLoh® Coyote, ideal para uso em hospitais e clínicas ou para usuários que passam algumas horas por dia em cadeira de rodas.

Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento.

Imagem 1.

Os apoios de braços são dobráveis para facilitar as transferências laterais do usuário com estofamento macio.

Imagem 2.

Opção com rodas dianteiras maciças de 8" x 1".

Imagem 3.

Apoios de perna elevatórios opcionais.

Imagem 4.



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.


ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Aço
Faixa de largura	16", 18" e 20"
Profundidade	16"
Peso do Produto	18 kg.
Capacidade de peso	120 kg. / 265 libras.
Roda da frente	8" x 2" (opcional 8" x 1")
Roda traseira	24" sólido, sem liberação rápida
Apoios de braços	Dobrável
Apoio para os pés	Destacável e ajustável
Encosto	Tela padrão
HCPCS	K0001



Apoios para os pés
destacável
e ajustável em altura

Rodas traseiras
sólido



Medidas de envio

A 33"

B 11"

C 37"

Peso 21 kg.

BENEFÍCIOS

Para pessoas que necessitam de uma cadeira de transferência leve e segura.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

