

Escritorio adaptable



Este escritorio es la solución inclusiva de aprendizaje que se adapta a las necesidades de cada estudiante en segundos. Con una estructura amplia que permite el uso cómodo con silla de ruedas y un gran rango de ajuste de altura, acomoda fácilmente a todos los estudiantes.

Ajuste de altura: desde 58 a 109 cm.

Figura 1.

Inclinación opcional de la superficie: 0°–50° para mayor personalización.

Figura 2.

Las ruedas brindan movilidad y pueden bloquearse para mayor estabilidad. **Figura 3.**

Rodillos antivuelco que evitan que el escritorio se incline hacia adelante.

Figura 4.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Equipo adaptado. Sinónimo de servicio.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

ITEM	R250
Altura	23" hasta 43" / 58 hasta 109 cm
Longitud del marco	36½" / 93 cm
Profundidad del marco	28" / 71 cm
Peso del producto	68 lb / 31 kg
Carga máxima	110 lb / 50 kg 55 lb / 25 kg cuando está inclinado
Soportes para codo	Soportan 25 lb / 11 kg
Ajustes	No requieren herramienta
Colores de mesa	  

Soportes de codo

Caja lateral de almacenamiento incluida.

Ajuste de altura, activada con el pie

BENEFICIOS

Escritorio para estudiantes con necesidades especiales.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

