

Cadeira motorizada compacta

FELIX^e



 ONE

A estrutura do FelixE é sólida e robusta, pode ser dobrada para ser guardada em quase todos os porta-malas e bancos traseiros. O joystick PG de 4 botões é fácil de usar e controla motores Linux duplos.

Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento. **Imagem 1.**

O joystick PG de 4 botões extremamente responsivo e fácil de usar. **Imagem 2.**

Motores Linux duplos. **Imagem 3.**

Apoios de braços acolchoados e dobráveis. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Alumínio, Dobrável, Preto
Largura do assento	18"
Assento profundo	17"
Altura do encosto	18"
Tipo de encosto	Tecido acolchoado
Peso do Produto	36 kg. / 79,4 libras.
Capacidade de peso	135kg. / 300 lbs.
Rodas	12" sólido 8" x 2" sólido
Motores	200W*2 LINIX
Velocidade	7 km/h.
Bateria	Lítio 24V 20Ah, carregador HP 24V
HCPCS	K0013



Medidas de envio

A 28"

B 16"

C 35"

Peso 34 kg.

BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

