

Silla motorizada compacta

FELIX^e



ONE

El marco de la Felix E es sólido y robusto, puede ser plegado para ser guardado en casi todos los maleteros y asientos traseros. El joystick PG de 4 botones es fácil de usar y controla los motores duales Linix.

Marco plegable para facilitar su traslado y almacenamiento. **Figura 1.**

El joystick PG de 4 botones fácil de usar extremadamente sensible. **Figura 2.**

Motores duales Linix. **Figura 3.**

Apoya brazos acolchados y abatibles. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Marco | Aluminio, Plegable |
| Ancho asiento | 18" |
| Profundo asiento | 17" |
| Altura respaldo | 18" |
| Tipo respaldo | Tela acolchada |
| Peso producto | 36 kg. / 79.4 lbs. |
| Capacidad peso | 135 kg. / 300 lbs. |
| Ruedas | 12" sólida 8"x 2" sólida |
| Motores | 200W*2 LINIX |
| Velocidad | 7 km/hr. |
| Batería | Litio 24V 20Ah, cargador HP 24V |
| Color | Negro |
| HCPCS | K0013 |



BENEFICIOS Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

