

# Scooter transportável compacta

limosa 



 **ONE**

Destinase a ser utilizado por pessoas de todas as idades que possam ter dificuldade em caminhar distâncias ou por períodos de tempo.

Limosa® combina rodas maiores, maior distância ao solo, mais potência e velocidade máxima. **Imagem 1.**

O design destacável de 5 peças cabe na maioria dos porta-malas ou bancos traseiros. **Imagem 2.**

O assento ajustável em altura e o leme ajustável garantem uma viagem confortável. **Imagem 3.**

O carregador externo facilita o carregamento. Conecte diretamente ou leve o estojo da bateria a um local para carregar. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




# Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

## ESPECIFICAÇÕES

Quadro	5 peças destacáveis
Largura do assento	17"
Assento profundo	15"
Altura do encosto	15"
Peso do Produto	46,5 kg. / 102,6 libras.
Capacidade de peso	136 kg. / 300 libras.
Rodas	8"x 2" Sólido
Altura da base ao chão	10 cm
Apoio de braço	Dobrável e acolchoado
Velocidade	8 km/hr.
Cor	Óleo verde



### Medidas de envio

A 47"

B 20"

C 21"

Peso 50 kg.

## BENEFÍCIOS

Projetado para ser conduzido em calçadas e áreas de pedestres.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Disponhamos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

