

# QRi

QUICKIE®



A QRi® é uma cadeira de rodas rígida ultraleve com um design de estrutura forte e aberta, perfeita para o seu estilo de vida em movimento. Projetado para forma e função, o QRi é um híbrido de durabilidade e estilo de baixa manutenção a um preço incrível.

Um design de roda fluida e um sistema de trânsito opcional. **Imagem 1.**

Vem de fábrica com uma moldura de inserção de 0" ou 1". **Imagem 2.**

Inclui encosto ajustável com ângulo de travamento dobrável. **Imagem 3.**

Sistema QR de extração rápida nas rodas traseiras totalmente seguro para melhor transporte e montagem. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4

# Para você. A melhor tecnologia.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Alumínio 6062
Largura do assento	12" a 20"
Profundidade assento	12" a 20"
Peso do Produto	10kg. / 22 libras.
Capacidade de peso	120kg. / 265 libras.
Centro de gravidade	Ajustável de 0,5" até 3"
Acessórios	Opcional
Configurações	Opcionais
Cores disponíveis:	



Compatível com  
almofadas e encostos  
JAY



## BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Disponemos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto  
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

