

Triciclo adaptado

 **rifton.**



El triciclo es un dispositivo médico y se puede usar para terapia recíproca, ejercicio para mantener el rango de movimiento y fuerza, o con fines recreativos.

Manubrio delantero con opciones abierto o cerrado y freno. **Figura 1.**

Retire las ruedas traseras y la parte delantera, y baje el respaldo para facilitar el transporte. **Figura 2.**

El ángulo del respaldo, permite ajustarlo verticalmente o con una inclinación de 7½° o 15°. **Figura 3.**

El soporte estacionario convierte cualquier triciclo en un entrenador estacionario para practicar pedaleo o actividades en días lluviosos. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Equipo adaptado. Sinónimo de servicio.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES	
Marco	Aluminio aeronáutico
Medida de usuario	30 cm hasta 97 cm / 12" hasta 38"
Tamaños	Pequeño, Mediano y Grande
ITEM	X321 X331 X341
Peso max de usuario	68 - 140 kg. / 150 - 310 lbs.
Peso del producto	21 - 30 kg. / 47 - 65 lbs.
Tamaño ruedas	12" 15" 18"
Uso	Recreación y rehabilitación
Accesorios	Opcionales
Ajustes	No requieren herramienta
Colores marco	



BENEFICIOS

Ayuda excelente para pacientes con diferentes necesidades de movilidad y rehabilitación.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

