

WAVE

Sistema de banho



Quando facilitamos o banho, nossos clientes ficam mais saudáveis. A nova WAVE, uma cadeira de banho que melhora a experiência do banho tanto para o cliente como para o cuidador.

Material durável e macio ao toque, possui propriedades antimicrobianas, é à prova d'água e sem látex. **Imagem 1.**

Ajuste o ângulo do encosto e do assento até 75° com uma mão, para maior segurança e tranquilidade. **Imagem 2.**

O suporte para duche permite que o utilizador seja colocado no duche a uma altura que permite uma melhor limpeza e protege as costas. As rodas de travamento (4") permitem uma mobilidade fácil e suave. **Imagem 3.**

A engenhosa base de transferência da banheira é ideal para usuários grandes ou pesados que precisam de um banho sobre a banheira. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Equipamento adaptado. Sinônimo de serviço.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Medição total usuário	76 cm - 188 cm 30" - 74"
Medidas do quadro	Pequeno, Médio e Grande
Largura do assento	15"/15"/17.5"
Altura do encosto	23"/26.5"/32"
Peso máximo usuário	34 kg. - 113 kg. 75 lbs. - 250 lbs.
Peso do Produto	4.6 kg. - 14.5 kg. 10.2 lbs. - 32 lbs.
Usar	Sistema de banho de transferência
Acessórios	Opcional
Configurações	Não são necessárias ferramentas
Cores de tecido	

Medição do usuário necessária (Altura total)



O suporte da banheira eleva a base até 30cm.

Fácil de armazenar e transportar



BENEFÍCIOS

Adequado para pacientes com danos neuronais e psicomotores ou deficiência psíquica cognitiva.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

