

Almofada OneLoh



Almofada com design ergonômico que se adapta aos contornos do corpo, sendo mais confortável e posicionando melhor a pele. A qualidade sensível ao calor da espuma High Rebound proporciona uma sensação relaxante. Os orifícios na região isquiática ajudam a manter a região glútea e as pernas secas e frescas. A capa extensível com zíper impermeável e invisível evita arranhões e ajuda a lavar e trocar facilmente a capa. A tubulação reforçada protege a espuma para maior durabilidade. Capa macia e anti-fricção.

Materiais de alta qualidade e Nylon.

Imagem 1.

Espuma com contornos de alto rebote.

Imagem 2.

Orifícios de ventilação. **Imagem 3.**

Capa macia e respirável. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Medidas	14x14", 16x16", 18x16", 18x17", 20x18"
Espessura do assento	8 cm / 3,1"
Espessura da coxa	7 cm / 2,7"
Espessura medial da coxa	4,5 cm / 1,7"
Apoio lateral da coxa	4,5 cm / 1,7"
Contorno pélvico	3,5 cm / 1,3"
Capacidade de peso	130 kg. 286 lbs.



BENEFÍCIOS

Auxiliar para posicionamento e conforto do usuário.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

