

Cojín OneLoh



Cojín con diseño ergonómico que se adapta a los contornos del cuerpo siendo más cómodo y posicionando mejor la pelvis. La calidad sensible al calor de la espuma High Rebound proporciona una sensación de relajación. Los orificios en la zona isquiática ayudarán a mantener el área glútea y las piernas secas y frescas. El cobertor stretch con cremallera impermeable e invisible evita arañazos y ayuda a lavar y cambiar fácilmente la funda. Los ribetes reforzados protegen la espuma para mayor durabilidad. Cubierta suave y antifricción.

Materiales de alta calidad y Nylon.
Figura 1.

Espuma Contorneada High Rebound.
Figura 2.

Orificios de ventilación. **Figura 3.**

Cubierta suave y transpirable. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Medidas 14x14", 16x16", 18x16", 18x17", 20x18"

Grosor del asiento 8 cm / 3.1"

Grosor de la parte inferior del muslo 7 cm / 2.7"

Espesor medial del muslo 4.5 cm / 1.7"

Soporte lateral para muslos 4.5 cm / 1.7"

Contorno pélvico 3.5 cm / 1.3"

Capacidad de peso 130 kg. | 286 lbs.



Medidas de envío

A 17

B 3.2"

C 18.2"

Peso 5 kg.

BENEFICIOS

Auxiliar para posicionamiento y confort al usuario.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

