

# Cadeira de rodas ACTIVA em alumínio



 **ONE**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

Estrutura de monobloco de alumínio. Projetada para levar você além dos limites. Com uma combinação perfeita de tecnologia inovadora, design ergonômico e estilo

Centro de gravidade ajustável.  
**Figura 1.**

Inclui protetores laterais de roupa com guarda-lamas, ajustáveis em altura e profundidade. **Figura 2.**

Freios laterais compactos. **Figura 3.**

Rodas anti-tombo. **Figura 4.**

#### **Outras características:**


- Cor preta
- } Assento e encosto em nylon
- Encosto com tensão ajustável de 4 tiras
- Encosto reclinável manual de -5° a 15°
- Centro de gravidades ajustável de 3"
- Placa de apoio para os pés em alumínio com ajuste de ângulo e profundidade rebatível
- Ajuste os ângulos em 2"
- Apoios de braços (opcional)
- Altura do assento ajustável
- Inflador incluído

# Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

## ESPECIFICAÇÕES

Estrutura	Alumínio
Largura do assento	16" e 18"
Profundidade assento	16"
Altura Encosto	14" a 16"
Largura total	63 cm
Profundidade total	83,5 cm
Rodas dianteiras	5"x 1,5" sólidas de alumínio
Rodas traseiras	24" pneumática com QR
Capacidade de peso	110 kg. / 242.5 libras.
Peso do Produto	14 kg.   9 kg. sem rodas traseiras
Acessórios Opcionais	Suporta braços tubulares
AAA   AAP	18" - 20"   14" - 17"



### Medidas de envio

A 33"

B 25"

C 24"

Peso 14 kg.

## BENEFÍCIOS

Para pessoas que requerem uma cadeira de uso diário, leve e segura

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

