

# Silla de ruedas ACTIVA de aluminio



**ONE**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Marco rígido de aluminio color Negro. Está diseñada para llevarte más allá de los límites. Con una combinación perfecta de tecnología innovadora, diseño ergonómico y estilo.

Centro de gravedad ajustable.  
**Figura 1.**

Incluye protectores laterales de ropa con guarda barro, ajustables en altura y profundidad. **Figura 2.**

Frenos laterales compactos. **Figura 3.**

Ruedas antivuelco. **Figura 4.**

#### Otras características:

- Marco color negro
- Asiento y respaldo de Nylon
- Respaldo tela a tensión regulable de 4 bandas
- Respaldo reclinable manual de -5° a 15°
- Centro de gravedad ajustable en 3"
- Plataforma de apoya pies en aluminio con ajuste de ángulo y profundidad abatible
- Ajuste en las horquillas en 2"
- Apoya brazos (Opcionales)
- Altura de asiento ajustable
- Incluye inflador

# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio, recubrimiento en polvo
Ancho de asiento	16" y 18"
Profundo de asiento	16"
Altura respaldo	De 14" a 16"
Ancho total	63 cm
Profundo total	83.5 cm
Ruedas delanteras	5"x 1.5" sólidas rin de aluminio
Ruedas traseras	24" neumática, extracción rápida
Capacidad de peso	110 kg. / 242.5 lbs.
Peso producto	14 kg.   9 kg. sin ruedas traseras
Accesorios opcionales	Casters 4", Apoyabrazos
AAA   AAP	18"-20"   14"-17"



## BENEFICIOS

Para personas que requieren una silla de uso diario, de forma ligera y segura.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

